



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10902321695

Nama Dagang / Merek : **CHITOSE Manual Hospital Bed**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk : Manual adjustable hospital bed.
Tipe / Ukuran : Tipe CB 3003 D/Dimension (mm) (W 932, L 2141,H 654-994)
Kemasan : Carton Box
Nama Produsen / Pabrikan : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK, Jawa Barat
Nama Pendaftar : PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK, Jawa Barat
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 22 Februari 2028.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perubahan data bahan baku dari Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKD 10902321695 tanggal 27 Februari 2023. Dengan demikian izin edar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
4. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
5. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
6. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 02 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Direktur Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm, MARS.
NIP. 19680226 199403 2 004





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



LAMPIRAN

**NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10902321695**

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	BED SIDE CABINET (Rendah)	CBC 002
2	BED SIDE CABINET (Tinggi)	CBC 003
3	TABLE PANEL	TB 001
4	BED SIDE TABLE	TB 002
5	FOOT STEP	FS 001
6	SIDE RAIL (Pengaman Samping)	CSR 001
7	SIDE RAIL (Pengaman Samping)	CSR 002
8	SIDE RAIL (Pengaman Samping)	CSR 003
9	FOLDING SIDE RAIL (Pengaman Samping)	FSR (FOLDING SIDE RAIL)
10	Alas Tidur (MATRESS DACRON)	MT 001
11	Alas Tidur (MATRESS DACRON)	MT 002
12	Alas Tidur (MATRESS POLYURETHANE)	MT 003
13	Alas Tidur (MATRESS LATEX)	MT 004
14	Head/ Foot BOARD (Pengaman atas dan bawah)	ST (BESI+KAYU)
15	Head/ Foot BOARD (Pengaman atas dan bawah)	DX(PLASTIK)

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 02 Februari 2024



OPTIONS



CB-3003 D ST

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Adjustable Hi-Lo, back raise, and foot raise manual by crank

Accessories Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003) & Folding Side Rail (FSR-001)

Lock System Double Lock System

Weight (kg) Approx. 90 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Frame Material** Steel

Dimension (mm) Bed (W 932, L 2141, H 654-994, H/F Board (W 932)

CASTER OPERATION SYSTEM

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking.



FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel
dismantle

Head/foot board panel
installation

OPERATION SYSTEM

A unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustment.



Crank operation system

Side rail compartment
(available in every
nursing bed)




OPTIONS



CB-3003 D ST

Standard Function

- Operating System : 3 Crank operation for High-Low, Head Rest and Foot Rest positions
- Position : - High - low: Manual operation with Crank
 - Head rest: Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
 - Foot Rest : Manual operation with Crank, tilting from 0 to 80 degrees
- Primary : - Simple design, no sharp corners (smooth surface)
 - Easy operating mechanism, with Crank System
 - Sturdy and anti-rust
 - Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system
- Lock System : Double Lock System on the Wheels
- Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail
 Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step
 Aimate Cpro Mattress / Urethane



CRANK LABEL



**PERHATIAN !
PENGOPERASIAN HANDLE CRANK**

- Sebelum memutar handle crank, harap perhatikan :
 Tangan Anak-anak, Hewan peliharaan, alat-alat dan bahan-bahan lain
 Before using the crank handle please watch :
 hands, children, pets, other tools or materials
- Setelah memutar Handle, pasang kembali pada posisi terkunci untuk
 menghindari jatuh tiba-tiba
 After using the crank handle, put it back on lock position in order to avoid sudden falling down
- Untuk menghindari terkena kaki, pasang Handle Crank pada posisi awal
 (terkunci). Jika terkena, maka Bed akan jatuh
 In order to avoiding hit, put the crank handle back on first position (locked). If it hit, the bed might fall
 down.

Caution Handle operation



IZIN EDAR KEMENKES

PERHATIAN !

- Jangan menempatkan tangan
 dibawah tempat tidur.
 Do not place your hand under the bed
- Tempat tidur hanya digunakan
 untuk satu orang
 Capacity for one person only

CAUTION LABEL

Lot No :
 Type :

PT. Chitose Internasional Tbk
 Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi
 40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office
 Distributor Center Jln. H.M.S.
 Mintaredja Baros Cimahi 40521,
 Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

Icons: 245 Kg, 175 Kg, and other safety symbols.

MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER

- 1 Lot Number and Product Type
- 2 Manufacture Information
- 3 Safe Workload Sign and Maksimum Weight
- 4 Use Appropriate mattress Sign
 See Manual Instruction Sign
- 5 Applied Part Sign
 Do not Dispose as Household Waste Sign
 Indoor Using Only Sign

