

OPERATION DAN MANUAL CB 001

No	TYPE	KARAKTERISTIK	SPEKIFIKASI KINERJA	ANALISA RESIKO ALAT
1	CB-001	Sistem pengaturan ketinggian bed menggunakan lock pin dan standar level ketinggian diatur dalam 3 tingkat ketinggian (knock down),	Pengoperasian secara manual dengan menaikkan dan menurunkan bed sesuai posisi lock pin	Tidak ada
		Cara penyesuaian ketinggian dilakukan dengan manual (knock down) dengan bantuan tenaga manusia.	Penyesuaian ketinggian dilakukan dengan secara manual dengan tenaga manusia saat kondisi bed kosong (tanpa beban)	
		Sistem pengaturan level ketinggian dengan menggunakan lock pin yang dirancang khusus yang berfungsi sebagai stopper (kaitan), untuk menahan beban saat bed digunakan	Lock dirancang untuk menahan beban pasien sesuai standar yang ditetapkan	

CB-001 STANDARD BED

PRODUCT SPECIFICATIONS

Operating System Three adjustable Hi-Lo (knock down) / **Accessories** Side Rail (CSR-001, CSR-002, CSR 003)

Main Frame Material Steel / **Head & Foot Frame Material** Steel / **Weight (kg)** Approx. 60 / **Frame Finishing** Powder Coating

Frame Colour Ivory / **Dimension W x D x H (mm)** 930 x 2129 x 932

PRODUCT DIMENSION

