

# SAFETY NOTICE LABEL

162 mm



## SAFETY NOTICE

PEMBERITAHUAN KESELAMATAN

- **Jangan menggunakan tempat tidur ketika dalam kondisi rusak.**  
Do not use the bed if improper condition is found.
- **Pada saat memutar pegangan engkol, harap perhatikan bagian tangan, kaki atau anggota tubuh dari pasien tidak berada dibawah tempat tidur dan di tengah-tengah rel samping.**  
When turning the crank handle please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the side rail.
- **Ketika memutar pegangan engkol ke atas dan ke bawah, hanya memperbolehkan satu pasien berada di atas tempat tidur.**  
When turning the crank handle up or down, only one person allow to be on the bed.
- **Ketika pasien tertidur, rel samping harus dalam keadaan terpasang berdiri untuk menghindari pasien terjatuh dari tempat tidur.**  
When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- **Setelah memutar pegangan engkol, pegangan engkol harus ditempatkan pada posisi semula (terkunci) dan melipat kedalam**  
After turning up and down the crank handle must be put back on first position (locked) and fold inside.
- **Pegangan engkol harus selalu pada posisi terkunci dan melipat kedalam untuk menghindari benturan dengan kaki.**  
Crank handle must be always on locked position and folded inside to avoid leg or other hits.

**DILARANG MELEPAS LABEL INI**

**PT. Chitose Internasional Tbk.**

Telp. (022) 6031900 , Fax. (022) 6031855

139 mm

**Bahan kertas : Vynill Sticker**

# HAND SAFETY AND CAPACITY NOTICE LABEL




Bahan kertas : Vynill Sticker

## FSR NOTICE LABEL



Bahan kertas : Vynill Sticker


# MANUFACTURE LABEL FOR ELECTRIC TYPE



**Garis Potong**

Bahan kertas : HVS / Chromo Sticker

# MANUFACTURE LABEL FOR CRANK MANUAL TYPE



Bahan kertas : HVS / Chromo Sticker