

# CB3012 plus



## FEATURES & PROCEDURES



Head/foot board panel dismantle

Head/foot board panel installation

Irrigator bar installation (applicable for every nursing bed)



An unique eye catching foldable crank is designed to give high-low bed adjustable

Independent lock caster (one at front and one at back of the bed) provides stability and secure parking

## Ukuran Produk

Dimensi  
PxLxT: 2230 x 1030 x 760~1005

## Berat Produk

Berat : ± 90KG  
Kapasitas beban : ± 400KG (Statis)  
& ±170KG (Dinamis)  
Dimensi Kemasan : 2050 x 1070 mm x 190

## Fungsi Standar

Sistem Operasi: 2 Crank untuk pengoperasian posisi tinggi-rendah dan sandaran kepala  
Position : - Tinggi – Rendah: Pengoperasian manual menggunakan Crank

- Sandaran Kepala : Pengoperasian manual dengan crank, Mulai dari kemiringan 0° sampai 80°

Utama : - Desain sederhana, tidak ada sudut tajam (permukaan halus)

- Mekanisme pengoperasian mudah, dengan sistem crank

- Kokoh dan anti karat


- Roda yang mudah dipindahkan dan diposisikan, dengan sistem kunci - tidak terkunci

Sistem Penguncian : Sistem Penguncian ganda pada roda

Assesories : tiang IV (2 Tipe pilihan) dan Side Rail / Side rail Lipat

Kabinet sisi ranjang, Meja diatas tempat tidur, dan pijakan kaki

Matrass Airmate Cpro / Urethane



Lot No :  
Type :

PT. Chitose Internasional Tbk  
Jln. Industri III No. 5 Utama Cimahi  
40533, Jawa Barat Indonesia

Showroom - Marketing Office  
Distributor Center Jln. H.M.S.  
Mintaredja Baros Cimahi 40521,  
Indonesia Ph. +62 22 206 4777

Manufactured by Chitose

**Chitose**<sup>®</sup>  
**MANUFACTURER LABEL**



**SNI LABEL**

**Chitose bed**

KEMENKES RI AKD: \_\_\_\_\_

## IZIN EDAR KEMENKES

bahan dasar : sticker warna putih

posisi penempatan pada Frame




# CB 3012 PLUS



NURSING BED  
Healthy Therapy Product



**Standard Function**  
 Operating System : 2 Crank operation for High-Low and Head Rest positions  
 Position : - High – low: Manual operation with Crank  
 - Head rest: Manual operation with Crank with tilting from 0 to 80 degrees  
 Primary : - Simple design, no sharp corners (smooth surface)  
 - Easy operating mechanism, with Crank System  
 - Sturdy and anti-rust  
 - Wheels that are easy to move and position, with lock - unlock system  
 Lock System : Double Lock System on the Wheels  
 Accessories : IV Pole (2 Type Option) and Side Rail / Folding Side rail  
 Bed Side Cabinet, Over Bed Table, and Foot Step  
 Aimate Cpro Mattress / Urethane



**CRANK LABEL**



**MANUFACTURER LABEL**

**PERHATIAN !  
PENGOPERASIAN HANDLE CRANK**

- Sebelum memutar handle crank, harap perhatikan :  
Tangan Anak-anak, Hewan peliharaan, alat-alat dan bahan-bahan lain
- Sebelum memutar handle crank, pastikan posisi kaki pasien terlindungi untuk menghindari jatuh tiba-tiba
- Setelah memutar Handle, pasang kembali pada posisi terkunci untuk menghindari jatuh tiba-tiba
- Setelah turning the crank handle, put it back on locked position in order to avoid sudden falling down.
- Untuk menghindari terkenai kaki, pasang Handle Crank pada posisi awal (terkunci) jika terkenai, raise Bed saat tidur
- In order to avoiding hit, put the crank handle back on first position (locked) if hit to the bed weight set down.

**Caution Handle operation**

**Chitose bed**  
KEMENKES RI AKD: \_\_\_\_\_

**IZIN EDAR KEMENKES**

**PERHATIAN !**

- Jangan menempatkan tangan dibawah tempat tidur.  
Do not place your hand under the bed.
- Tempat tidur hanya digunakan untuk satu orang.  
Capacity for one person only.

**CAUTION LABEL**

Lot No :  
Type :  
PT. Chitose Internasional Tbk  
Jln. Industri III No.5 Utama Cimahi  
40533, Jawa Barat Indonesia  
Showroom - Marketing Office  
Distributor Center Jln. H.M.S.  
Mintaredja Baros Cimahi 40521,  
Indonesia Ph. +62 22 206 4777  
Manufactured by Chitose

**MANUFACTURE LABEL AND LOT NUMBER**

- 1 Lot Number and Product Type
- 2 Manufacture Information
- 3 Safe Workload Sign and Maksimum Weight Sign
- 4 Use Appropriate mattress Sign  
See Manual Instruction Sign
- 5 Applied Part Sign  
Do not Dispose as Household Waste Sign  
Indoor Using Only Sign