



SAFETY NOTICE

- Do not use the bed if improper condition is found.
- When turning the crank handle please pay attention that the hands, the legs or the body of the patient must not be under the bed, and under or in the middle of the side rail.
- When turning the crank handle up or down, only one person allow to be on the bed.
- When the patient is sleeping, the side rails must be put on in order to avoid falling down.
- After turning up and down the crank handle must be put back one first position (lock) and fold inside.
- Crank handle must be always on locked position and folded inside to avoid leg or other hits.

DO NOT REMOVE THIS LABEL

PT.Chitose Indonesia Mfg.,
Tlp.(022) 6031900, Fax (022) 6031855

クランクハンドルご使用について



- ベッドの各操作をする場合、必ずベッド周辺・ベッドの下に身体及び手・足・子供・ペット・物品など障害物の有無を確認すること。
- ハンドルを格納するとギヤッチ逆転防止が働きますので、必ず使用後は格納すること。また、格納する際に手などを挟まないように注意すること。
- 足を引っかけて転倒しますので、使用後は折りたたみハンドルを格納すること。

CAUTION !

CRANK HANDLE OPERATION



- Before turning the crank handle please watch : hands, children, pets other tools or materials.
- After turning the crank handle, put it back on locked position in order to avoid sudden failing down.
- In order to avoid leg hit, put the crank handle back on first position (locked). If it is hit the bed might fall down

CAUTION !



- Do not place your hand under the bed
- Capacity for one person only




CAUTION !

Do not place your hand in this area when operating the side rail

Type

Lot No.

PT.Chitose Indonesia Mfg.,
Jl. Industri III No. 5 Bandung - Indonesia
Telp. (022) 6031900, Fax. (022) 6031855



MADE IN INDONESIA