







Cara pemasangan Foot Board & Head Board



Pemasangan Folding Side Rail




Sistem Crank & Cylinder Gas



Manufactured by :
PT. Chitose Internasional Tbk

Chitose[®]
INNOVATION BY YOUR INSPIRATION




Nursing Bed

Health Therapy Product


Type **CB-7012D**

Praktis
Nyaman
Kuat
Aman
Bersih
&
Tenang





Ergonomis



Bagian penyangga tubuh yang terdiri dari perpaduan empat panel baja yang kokoh, membantu bagian kepala, punggung, dan kaki pengguna berada pada posisi yang nyaman.

Double Lock




Independent Lock Caster System pada roda depan dan roda belakang untuk menjamin keamanan dan kestabilan saat bed berhenti.

Sistem Crank (Hi-Low)




Bentuk Crank yang menarik untuk mengatur posisi bed sesuai kebutuhan.

Desain Panel




Desain sekat pada kaki (foot board) dan kepala (head board) menggunakan bahan kayu yang mencitrakan kesan simple, aman, bersih, sehat dan alami.

Dimensi



Sistem Pengoperasian Crank



* Pengaturan posisi back rest menggunakan sistem Cylinder Gas
A Pengaturan posisi foot rest menggunakan sistem Crank



Pengaturan Posisi Tinggi Bed

